



Medihoney® Antibacteriële Honing is, een gestandaardiseerde antibacteriële honing hoofdzakelijk van *Leptospermum* sp. die geselecteerd is voor zijn unieke wondreinigende eigenschappen en antibacteriële barrièrewerking.

Medihoney® Antibacteriële Medische Honing is een lokaal preparaat dat bestaat uit 100% Medihoney® Antibacteriële Honing en kan worden gebruikt voor zowel chronische als acute wondverzorging. Het is klinisch werkzaam gebleken voor:

- het bieden van een vochtige omgeving voor het helen van de wond;
- het beschermen van de wond door het vormen van een barrière tegen wondpathogenen, inclusief tegen antibiotica resistente pathogenen;
- het schoonmaken van wonden;
- het snel verwijderen van stank;
- het verminderen van het infectierisico door bacteriën.

Medihoney® Antibacteriële Medische Honing is een niet-hechtende natuurlijke wondzalf en vermindert zodoende beschadiging en pijn bij het wisselen van het verband.

Indicaties

- wonden in de voorhoofdsholte
- diepe wonden
- geïnfecteerde wonden
- met korst bedekte wonden
- necrotische wonden
- striklerde wonden
- operatiewonden
- openwulklige wonden zoals snijwonden, schrammen en scheefwonden.
- openwulklige brandwonden.
- algemene eerste hulp.

Eerstelinge wonden zoals diepe wonden, sinuswonden, necrotische- en diabetezwonden, puswonden, striklerde operatiewonden, dienen onder toezicht van een gezondheidskundige behandeld te worden.

Gebruiksaanwijzing

1. Schem de randen van de wond met een barrièrecreme.

2. Medihoney® Antibacteriële Medische Honing kan direct op de basis van de wond worden aangebracht. Voorom direct contact tussen de wond en de tult van de tube.

3. Medihoney® Antibacteriële Medische Honing kan direct in diepe wonden aangebracht worden of in een daarvoor geschikte zwaardet gelasterd wonden

4. Zorg ervoor dat Medihoney® Antibacteriële Medische Honing volledig contact maakt met de basis van de wond – ongeveer 3 mm dik. Meer oppbrengen als er wonddicht aanwezig is.

5. Een geschikte, niet-levende steriele pad of zwaardet dient over de Medihoney® Antibacteriële Medische Honing aangebracht te worden.

6. De zwaardet dient het wonddicht te kunnen absorberen (uitwetten)

7. Medihoney® Antibacteriële Medische Honing kan tot 7 dagen op de wond blijven, afhankelijk van de aanwezig heveffectiviteit vocht. Het verband moet worden vervangen als het verzadigd is met wondvocht of als het deefverband doorklet.

Contra-indicaties

- Niet toepassen bij mensen die eerder een allergische reactie voor honing vertoont hebben.

Opmerkingen

- Als het dode weefsel verwijderd is, kan de wond groter en dieper lijken. Deze toename dient opgeapt te gaan met een verbeterd aazden van de wond.

Waarschuwng

- Bij het optreden van een andere reactie dan een kortdurende prikkelend gevoel moet het product worden verwijderd en het betroffen gedeelte worden gewassen.
- Dient voorzichtig en met uiterste zorg op de ernstig vochtige wonden aangebracht te worden.
- Niet aanbevelen voor gebruik in lichaamsholten.
- In het geval dat de wond langzaam of niet reageert medisch advies inroepen.

Enkel voor gebruik door een en dezelfde patiënt

Het product is alleen steril totdat de verzegeling wordt verbroken.

Niet gebruiken als de tube beschadigd is.

Te gebruiken binnen 4 maanden na opening.



O Mel Medicinal Bacteriida Medihoney® é um mel antibacteriano padrão, de base predominantemente *Leptospermum sp.*, selecionado pelas suas propriedades únicas na limpeza de feridas e como proteção bacteriida.

O Mel Medicinal Bacteriida Medihoney® é um preparado de aplicação tópica que contém 100% de Mel Bacteriida Medihoney® e pode utilizar-se no tratamento de feridas crônicas e agudas., Demonstrou ser clinicamente eficaz para:

- Fornecer um ambiente curativo húmido para a ferida
- Proteger a ferida criando uma barreira contra os elementos patogênicos da ferida, incluindo estirpes resistentes a antibióticos
- Apresentar feridas mais limpas
- Remover rapidamente os maus odores das feridas
- Reduzir o risco de infecção por bactérias

O Mel Medicinal Bacteriida Medihoney® é um curativo natural não-aderente e, por conseguinte, reduz o trauma e a dor quando se muda a compressa.

Indicações

- Feridas sinusais
- Feridas profundas
- Feridas infectadas
- Feridas esfaceladas
- Feridas necróticas
- Feridas com mau odor
- Feridas cirúrgicas
- Feridas superficiais, como cortes, arranhões, abrasões
- Queimaduras superficiais
- Primeiros socorros gerais

Feridas consideradas graves como feridas profundas, sinusais, necróticas, diabéticas, infectadas, esfaceladas, com mau odor, ou resultados de cirurgia devem ser tratadas com a supervisão de um profissional de saúde.

Instruções de utilização

- Proteja os bordos da ferida com um creme de proteção
- Pode aplicar-se o Mel Medicinal Bacteriida Medihoney® directamente sobre a base da ferida. Evite o contacto directo entre a ferida e o bico do tubo.
- Pode aplicar-se o Mel Medicinal Bacteriida Medihoney® directamente em feridas profundas ou em qualquer tipo de gaze adequada à profundidade da ferida.
- Certifiquese de que o Mel Medicinal Bacteriida Medihoney® está em contacto directo com a base da ferida – com aproximadamente 3 mm de espessura. Aplique mais se existir líquido na ferida.
- Uma compressa ou gaze não- aderente esterilizada deve ser usada para cobrir o Mel Medicinal Bacteriida Medihoney®.
- Esta compressa ou gaze deve ser suficientemente absorvente para reter os fluidos líquidos exsudados.
- O Mel Medicinal Bacteriida Medihoney® pode ser deixado na ferida até 7 dias, dependendo da quantidade de fluidos líquidos presentes. A compressa deve ser mudada sempre que estiver saturada com fluidos líquidos da ferida ou se estiver a vazar.

Contra-indicações

- Não utilizar em pessoas que demonstra ram uma reacção alérgica ao mel.

Observações

• A ferida pode parecer maior em tamanho e profundidade quando se limpam os tecidos mortos. Este aumento será acompanhado por uma melhor aparência imediata da ferida.

Precauções

- No caso de se verificar qualquer reacção mais forte do que uma curta sensação de picada, retire a compressa e lave a área afectada.
- Para i زخمهای که دارای ترشحات التهابی زیاد هستند، با احتیاط و تحت نظارت نزدیک استفاده شود.
- استفاده از آن در حفره ها و مجاری بدن توصیه نمی شود.
- در صورت عدم بهبود زخم یا کند بودن روند بهبود با پزشک خود مشورت نمایید.
- No caso de uma ferida com cicatrização lenta ou que não responda ao tratamento, deve aconselhar-se com um médico.

Para uso de um só paciente

O produto considera-se esterilizado apenas até o solo ser quebrado. Não o utilize se o tubo estiver danificado.

Depois de aberto, consumir no prazo de 4 meses.



Antibakteriální med Medihoney® je standardizovaný antibakteriální med (většinou se používá druh *Leptospermum*), který má vynikající antibakteriální vlastnosti a jedinečnou schopnost čistit zranění.

Antibakteriální léčivý med Medihoney® je přípravek pro místní použití, který obsahuje výhradně antibakteriální med Medihoney® a který lze používat jak k ošetřování akutních, tak chronických zranění. Klíčové testy prokázaly, že přípravek je zejména účinný v následujících případech:

- zajištění vřhkého prostředí při hojení ran
- ochrana ran vytvořením bariéry proti patogenům zranění, včetně kmenů bakteri odolných proti antibiotikům
- čištění rány
- rychle odstranění zápachu
- snížení rizika bakteriální infekce

Antibakteriální léčivý med Medihoney® je nelepivý přírodní gelový obvaz, který díky svým vlastnostem snižuje trauma a bolest při výměně obvazu.

Indikace

- Sinusové rány
- Hluboké rány
- Infikovaná poranění
- Mokvající rány
- Nekrotické rány
- Zapáchající poranění
- Chirurgické rány
- Povrchová poranění, jako řezné rány, poškrábaní, odřeniny
- Povrchové popáleniny
- Všeobecnou první pomoc

Ošetření vážných poranění, jako jsou hluboké, sinusové, nekrotické, diabetické, infikované, mokvající, zapáchající nebo chirurgické rány, by mělo probíhat pod odborným dohledem zdravotníka.

Návod k použití

- Nanesete na zdravé okraje rány ochranný krém
- Antibakteriální léčivý med Medihoney® se může aplikovat přímo na ránu. Vyvarujte se přímého kontaktu mezi ránou a ústím tuby.
- Antibakteriální léčivý med Medihoney® lze aplikovat přímo do hlubokých dutin rány nebo jej můžete nechat vsáknout do vhodného obvazu.
- Zjistěte, aby antibakteriální léčivý med Medihoney® byl v kontaktu s celým povrchem rány – přibližně v tloušťce 3 mm. Pokud se vyskytuje v raně tekutina, aplikujte větší množství.
- Proti otokům a bolesti můžete použít mastné obvazy s antibioty a protizánětlivými složkami.
- Zjistěte, aby antibakteriální léčivým medem Medihoney® zakryjte vhodným sterilním kusem vaty nebo obvazem.
- Obvaz by měl být dostatečně absorpční tak, aby dokázal absorbovat tekutiny vytékající z rány (exsudát).
- Antibakteriální léčivý med Medihoney® se může ponechat na ráně až 7 dní v závislosti na množství přítomné tekutiny. Obvaz je třeba vyměnit, jestliže je nasycen tekutinou, anebo pokud již tekutina proniká krycím obvazem.

Mوارد عدم استفاده

- برای افرادی که نسبت به عمل حساسیت دارند، از این پماد استفاده نکنید.

ملاحظات

• پس از تمیز کردن بافت های مرده، زخم ممکن است که عمیق تر و بزرگتر به نظر برسد.

موارد احتیاط

- در صورت احساس درد، به غیر از سوزش برای یک مدت کوتاه، پانسمان را باز کنید و محل زخم را شستشو دهید.
- برای زخمهایی که دارای ترشحات التهابی زیاد هستند، با احتیاط و تحت نظارت نزدیک استفاده شود.
- استفاده از آن در حفره ها و مجاری بدن توصیه نمی شود.
- در صورت عدم بهبود زخم یا کند بودن روند بهبود با پزشک خود مشورت نمایید.

برای یک بار استفاده توسط بیمار

این پماد فقط تا زمانی که پلمپ آن باز نشده ، استریل است، در صورتی که تیوب صدمه دیده است، از آن استفاده نکنید.

Každé balení je určeno pouze pro jednoho pacienta.

Výrobek je sterilní pouze tehdy, není-li porušen uzávěr tuby. Nepoužívejte v případě, je-li tuba porušena.

Spotřebujte do 4 měsíců od otevření.

عمل ضد باکتری Medihoney® عملی یا معیارى ضد باکتری است، که بیشتر حجم آن از شهد گیاه لئوسپرموم اسمى تشکیل شده است ، باخاطر خاصیت پاک کننده و ضد عفونی کنندگی منحصر بقرند آن، انتخاب شده است.

عمل ضد باکتری Medihoney® یک داروى موضعی است که 100% حجم آن از عمل ضد باکتری Medihoney® تشکیل شده است و برای معالجه زخم های مزمن و حاد استفاده می شود. این پماد برای ایجاد شرایط درمانی زیر بسیار موثر است:

- ایجاد یک محیط مرطوب برای التیام زخم
- محافظت از زخم با ایجاد یک مانع در برابر باکتری های بیماری زای زخم، از جمله گونه های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک
- تمیزتر نگه داشتن زخم
- برفرف کردن سریع بوى عفونت زخم
- کاهش خطر عفونت ناشی از باکتری ها

عمل دارویی ضد باکتری Medihoney® یک پماد طبیعی بدون چسبندگی است و بنابراین درد هنگام تعویض پانسمان را کاهش می دهد.

موارد استفاده:

- زخمهای سینوسی
- زخمهای عمیق
- زخمهای عفونی
- زخمهای عفونتی پوستی
- زخمهای قانقاریا
- زخمهای عفونی بد بو
- زخمهای جراحی
- زخمهای سطحی مانند بریدگی، خراش، سائیدگی
- زخمهای سوختگی سطحی
- کمکیهای اولیه عمومی

معالجه زخمهای عمیق مانند زخمهای سینوسی، زخمهای قانقاریا، زخمهای ناشی از بیماری قند، زخمهای عفونی، زخمهای عفونتی پوستی یا زخمهای عفونی بد بو ، و زخمهای جراحی باید تحت نظارت پرسنل مراقبت های بهداشتی انجام شوند.

استور العمل استفاده:

- ليه های کناری زخم را با کرم محافظ محافظت کنید
- عمل دارویی ضد باکتری Medihoney® را می‌توان مستقیماً روی زخم گذاشت. از تماس مستقیم زخم و نوک تیوب پماد جلوگیری کنید.
- عمل دارویی ضد باکتری Medihoney® را می‌توانید مستقیماً روی زخمهای عمیق بمالید، و یا پس از آغشته کردن بروی پانسمان مناسب استفاده نمایید.
- دقت کنید که عمل دارویی ضد باکتری TM مستقیماً در تماس سطح زخم را خوب پوشاند.
- در صورت عدم بهبود زخم یا کند بودن روند بهبود، با پزشک خود مشورت نمایید.
- زخم‌نگه داشته، پانسمان را در صورت اشباع شدن از زخم آه به یا ترشح زخم آه از آن، عوض کنید.

موارد عدم استفاده

- برای افرادی که نسبت به عمل حساسیت دارند، از این پماد استفاده نکنید.

ملاحظات

• پس از تمیز کردن بافت های مرده، زخم ممکن است که عمیق تر و بزرگتر به نظر برسد.

موارد احتیاط

- در صورت احساس درد، به غیر از سوزش برای یک مدت کوتاه، پانسمان را باز کنید و محل زخم را شستشو دهید.
- برای زخمهایی که دارای ترشحات التهابی زیاد هستند، با احتیاط و تحت نظارت نزدیک استفاده شود.
- استفاده از آن در حفره ها و مجاری بدن توصیه نمی شود.
- در صورت عدم بهبود زخم یا کند بودن روند بهبود با پزشک خود مشورت نمایید.

برای یک بار استفاده توسط بیمار

این پماد فقط تا زمانی که پلمپ آن باز نشده ، استریل است، در صورتی که تیوب صدمه دیده است، از آن استفاده نکنید.

در مدت حد اکثر ۴ ماه بعد از باز کردن مصرف کنید.



Medihoney® Antibakteriyel Balı, başta *Leptospermum* sp olmak üzere, eşsiz yara temizleme ve antibakteriyel bariyer oluşturma özelliğini nedeneleyi seçilmiş ballardan oluşan standartize ve antibakteriyel baldır.

Medihoney® Antibakteriyel Tibbi Balı ,%100 Medihoney® Antibakteriyeel Bal içeren ve hem kronik hem akut yaraların tedavisinde kullanılabilen topikal bir preparasyondur. Aşağıdaki alanlarda klinik etkilintği kanıtlanmıştır:

- Yarayı iyileştirmek için gereken nemli bir ortamı oluşturun
- Yarayı, antibiyotik dirençli suşları gibi yara patojenlerine karşı bir bariyer oluşturarak korun
- Daha iyi yara temizliği sağlar
- Kötü kokuları hızla yok eder
- Bakterilerin kaynaklanan enfeksiyon riskini azaltır

Medihoney® Antibakteriyel Tibbi Balı, yaptığınız olmayın doğa! bir pansuman oluşturduğunuz, pansuman değiştirilirken travma ve acıyı azaltır.

Endikasyonlar

- Sinüs yaraları
- Derin yaralar
- Enfekte yaralar
- Kabuklu yaralar
- Nekrotik yaralar
- Kötü kokulu yaralar
- Cerrahi yaralar
- Kesik, çizik, sürtünme gibi yüzeysel yaralar
- Yüzeysel yanıklar
- Genel iyikardım

Derin yaralar, sinüs, nekrotik, diyabetik, enfekte, kabuklu, kötü kokulu yaralar veya cerrahi yaralar için ciddi yaralara profesyonel bir sağlık görevlisinin gözetimi altında uygulanmalıdır.

Kullanım talimatları

- Yara kenarlarını bir bariyer kremiyle koruyun
- Medihoney® Antibakteriyeel Tibbi Balı doğrudan yaranın temelini uygulanabilir. Yara ile tüp ağzı arasında doğrudan temas olmasından kaçının.
- Medihoney® Antibakteriyel Tibbi Balı doğrudan derin yara kavitsine veya uygun bir pansamana sürülerek uygulanabilir.
- Medihoney® Antibakteriyeel Tibbi Balı'nı yararın temelyle tam temas halinde olmasını sağlayın – yaklaşık 3 mm kalınlığında uygulayın. Yararın cerahati varsa daha fazla jel uygulayın.
- Medihoney® Antibakteriyeel Tibbi Balı'nı üzneni örtmek için yapışmaz yapışmaz steril ped veya pansuman uygulamaıdır.
- Pansuman yaradan akan sıvıyı (eksudadı) yeterince absorbe edecek özellikli olmalıdır.
- Medihoney® Antibakteriyel Tibbi Bal yara üzinde, mevcut sıvı miktarına göre 7 güne kadar tutulabilir. Pansuman, yara svıstıyla dolmuşsa veya üstündeki gazlı bez sıızıntı yapıyorsa değiştirilmelidir.

- لا تستعمله مع أشخاص قد أصیبوا برد فعل حساسیة تجاه المعدل.

Kontrendikasyonlar

- Bala karşı alerjik reaksiyonu olduğu bilinen kişiler üzerinde kullanılmayn.

Gözlemler

• Ölü dokular temizlendigidinden yara daha büyük ve daha derin görünürbilir. Bununla birlikte yara daha acık ve belirgin bir şekilde görülmeye başlanmalıdır.

Önemler

- Kısı süreli bir batma hissi dışında başka bir tepki hissederseniz, pansumani çıkarın ve etkilenen alanı yıkayın.
- Yoğun eksüdasyon olan yaralarda dikkatle ve yakından takip altında kullanılmalıdır.
- Vücut kavitelelerine kullanılması önerilmez.
- Tedaviye vavaş yanıt veren veya hiç yanıt veremeyen yaralarda, lüfen doktorunuza başvurun.

Tek Hasta Kullanımı İcindir.

Ürün sadece mühürlü kırlına kadar sterildir. Tüpü hasarlıysa ürünü kullanmayın.

Açıldıktan sonra 4 ay içinde tüketilmelidir.



إن عمل Medihoney المضاد للبكتيريا هو عبارة عن عمل موحد مضاد للبكتيريا وغالبا ما يكون من نوع لئوسپرموم والتمقلی على أساس قدرته الفريدة على تنظيف الجروح وخاصة الممتعة للبكتيريا.

إن العمل الطبي Medihoney المضاد للبكتيريا هو عبارة عن مستحضر موضعي يحتوي على 100% عمل Medihoney المضاد للبكتيريا، ويمكن استعماله في معالجة الأنوع الجروح المزمنة والحادة. وقد تم إثبات فعاليته السريية في:

- توفير بيئة رطبة للالتام الجروح
- وقاية الجرح من خلال خلق حاجز أمام الجراثيم المرضية في الجرح ومن ضمنها الأنواع المقاومة للبكتيريا
- توفير جرح أثر نظافة
- إزالة سريعة للرائحة الكريهة
- التقليل من خطر التلوث البكتيري

إن العمل الطبي Medihoney المضاد للبكتيريا هو عبارة عن ضمادة طبيعية غير لاصقة، ولذلك يعمل على التقليل من الإصابة والألم الناتجين عن تغيير الضمادات.

دواعي الاستعمال:

- جروح التحاویف
- الجروح العميقة
- الجروح الملونة
- الجروح السليخة
- الجروح الحاوية على تسبج ميت
- الجروح ذات الرائحة الكريهة
- جروح العمليات الجراحية
- الجروح السطحية مثل القطوع، الخدوش، السجحات
- الحروق السطحية
- العناية الأولية العامة

الجروح الخطيرة مثل الجروح العميقة، جروح التحاویف، الجروح الحاوية على تسبج ميت، الجروح الناتجة من داء السكري، الجروح الملونة، الجروح السليخة، الجروح ذات الرائحة الكريهة أو جروح العمليات الجراحية، يجب التعامل معها تحت إشراف أخصائي الرعاية الصحية.

Derin yaralar, sinüs, nekrotik, diyabetik, enfekte, kabuklu, kötü kokulu yaralar veya cerrahi yaralar için ciddi yaralara profesyonel bir sağlık görevlisinin gözetimi altında uygulanmalıdır.

تعليمات الاستعمال:

- وقاية حلقة الجرح بمرهم عزل
- يمكن وضع العمل الطبي Medihoney المضاد للبكتيريا مباشرة في قعر الجرح. تجنب التماس المباشر ما بين الجرح وفتحة الأنبوية.
- يمكن وضع العمل الطبي Medihoney المضاد للبكتيريا مباشرة في تجاویف الجروح العميقة أو يُبلل آليا على ضمادة مناسبة.
- تأكد من أن العمل الطبي Medihoney المضاد للبكتيريا في تلامس تام مع فاع الجرح بسماك يقارب 3 ملم (¼ بوصة). استعمل أمية أبيض منه في حالة إفراز سائل في الجرح.
- يجب وضع وقاية أو ضمادة مناسبة وغير لاصقة ومنتظمة لتنظيف العمل الطبي Medihoney المضاد للبكتيريا.
- يجب أن تكون الضمادة ماصة بصورة آتية لتتعامل مع سوائل الجرح (الإفرازات).
- ويمكن ترك العمل الطبي Medihoney المضاد للبكتيريا على الجرح حتى 7 أيام تبعاً لكمية المفرزة من سائل الجرح. ويجب تغيير الضمادة عند تشبعها بسائل الجرح أو عند حصول تسرب من خلال الضمادة الغلظلية.

موانع الاستعمال

- لا تستعمله مع أشخاص قد أصیبوا برد فعل حساسیة تجاه المعدل.

ملاحظات

• قد يظهر الجرح أكبر من حيث الحجم والعمق عندما يزول التسبج الميت. ومن المحدث أن يتبع هذه الزيادة تمشق في شكل الجرح.

تنبيهات

- عند حصول رد فعل غير إحسان لسبع قصير الأمد، قم بإزالة الضمادة وغسل المنطقة المتضررة.
- يجب أن يتم استخدامه بحذر وملاحظة وثيقة في حال الجروح شديدة الإفراز.
- لا يفضل استعماله في تجاویف الجسد.
- في حالة الجرح الطبي في الاستجابة أو غير المستجيب للعلاج فإل جاء طلب نصيحة من طبيب.

لاستعمال مع مريض واحد فقط

إن هذا المنتج يعتبر معقماً إلى حين نزع غلظله. لا تستعمله إذا ألفت أنبوبته تلفة.

استعمل في مدى ۴ أشهر من الفتح



Medihoney® -ev antibakterijski med je standardiziran antibakterijski med, pretežno *Leptospermum sp.*, izbran zaradi svojih edinstvenih lastnosti iščenja rani in antibakterijske učinkovitosti.

Medihoney® -ev antibakterijski medicinski med je topični pripravek, ki vsebuje 100% Medihoney®-evega antibakterijskega medu in se lahko uporablja tako pri kronični, kot tudi akutni negi ran. Dokazana je klinična učinkovitost na naslednjih področjih:

- tvorba vlažnega okolja rane, ki je pomembno za celjenje
- zaščita rane s pomočjo pregrade proti bolezenskim klicam, tudi proti vrstam, ki so odporne na antibiotike
- prispevek k čiščnosti rane
- hitra zadrževitev neprijetnega vonja
- zmanjšanje tveganja bakterijske okužbe

Medihoney® -ev antibakterijski medicinski med je nelepilivo, naravno sredstvo za oskrbo ran in zato zmanjšuje travmo in bolečine pri menjavi povojev.

Indikacije

- rane z žepi
- globoke ran
- okužene rane
- obložene rane
- nekrotične ran
- rane z neprijetnim vonjem
- kirurške rane
- površinske rane, npr. vreznine, praske in odrgnine
- površinske opekline
- splošna prva pomoč

Pri težjih ranah, kot so globoke rane, rane z žepi, nekrotične rane, rane zaradi sladkome bolezni, okužene rane, obložene rane, rane z neprijetnim vonjem in kirurške rane naj oskrba poteka pod zdravniškim nadzorom

Navodila za uporabo

- Zaščitite robove rane z zaščitno kremo
- Medihoney® -ev antibakterijski medicinski med lahko nanesete direktno na dno rane. Izogibajte se dotika med rano in odprtino tube.
- Medihoney® -ev antibakterijski medicinski med TM lahko nanesete direktno v kaviteto globokih ran ali pa z njim napojite ustreznno kompreso
- Zagotovite, da je Medihoney® -ev antibakterijski medicinski med vsepovsod v stiku z dnom rane. Nanesite približno 3 mm debel sloj oziroma še več, če je prisotno izloček rane.
- Za prekritje Medihoney® -evega antibakterijskega medicinskega medu uporabite ustrezno sterilno kompreso oziroma povojni material, ki se ne sprime z rano.
- Vpojnost povoja naj zadošča za popolno absorbcijo izločka rane (eksudata).
- Medihoney® -ev antibakterijski medicinski med lahko na rani ostane do 7 dni, odvisno od količine prisotnega izločka. Povoj zamenjajte, ko je prepojen s izločkom rane ali če kompresa na vrhu izloček prepušča.

Kontraindikacije

- Izdelka ne uporabljajte, če pri pacientu obstaja alergija na med.

Opombe

• Zaradi odstranitve mrtvega tkiva lahko rana na začetku zdravljenja po globini in obsegu izgleda večja. Tovrstno povečanje mora spremljati boljši izgled rane